

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ksy@nt-rt.ru || <https://koneteollisuus.nt-rt.ru/>

Лабораторные мельницы



Дробильные мельницы с огромной скоростью продавливают перемолотую смесь через сито. Допускается уровень влажности перемалываемого вещества до 25%. С помощью фильтра происходит очистка отработанного воздуха. Измельченный продукт попадает в емкость через циклон. Между отдельными операциями не требуется очистка аппарата.

Мельницы могут использоваться для получения любых проб при проведении лабораторных анализов. Мельница снабжена циклоном, т.е. устройством для отделения твердого вещества от отработанного воздуха. Таким образом, мельница самоочищается после каждой операции. Емкость для перемолотой пробы легко снимается и моется.

Приборы оснащены звукоизоляцией, поэтому мотор работает почти бесшумно. Мельницы спроектированы для одновременной переработки 300 грамм зерновых. Такой объем позволяет гарантировать максимально точные и надежные результаты лабораторных анализов.

МОДЕЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ МЕЛЬНИЦ:

КТ-3100 - Дробильная мельница со звукоизоляцией и циклоном на выходе, для измерения Falling Number, Gluten Index и других анализов зерна.

КТ-120 - Дробильная мельница для измерения Falling Number, Gluten Index и других анализов зерна.

КТ-3600 - Дисковая мельница для измерения влажности зерна и измельчения крупных частиц

КТ-3310 - Дисковая мельница для измерения влажности зерна, PSI и твердости зерна.