

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ksy@nt-rt.ru || <https://koneteollisuus.nt-rt.ru/>

ДЕЗИНФЕКТОР МОДЕЛЬ 621



Модель 621 - озоновый стерилизующий шкаф.

Камера для стерилизации ножей с двойным слотом для увеличения вместимости. Имеет генератор озона с таймером для стерилизации лезвия ножей.

Технические характеристики:

- Озоновый генератор мощностью - 12 мг/час
- Имеет двойной слот с размерами - в 40 см и 6 мм
- Средняя вместимость - 15 ножей
- Потребляемая мощность – 5 Вт
- Габариты - 580 x 320 x 90 мм.

ДЕЗИНФЕКТОР МОДЕЛЬ 721



Модель 721 - озоновый стерилизующий шкаф.

Предоставляет эффективный способ хранения стерилизованных инструментов и аксессуаров самым удобным способом.

Эффективная стерилизация достигается в течение 30 минут.

Две прочные магнитные перекладины по 45 см позволяют разместить более 25 предметов.

Благодаря глубине аппарата в 12 см, в камеру можно поместить металлические перчатки, решетки и ножи для мясорубок или иной инвентарь небольших размеров.

Стерилизация начинается нажатием кнопки ПУСК, а встроенный цифровой таймер отключает аппарат по завершении стерилизации. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304, отшлифованной снаружи.

Дверца камеры изготовлена из поливинилхлорида и снабжена пружинным запором из пропилена, петли изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.

Имеются также ключи для обеспечения сохранности инструментов.

Технические характеристики:

- Озоновый генератор мощностью - 12 мг/час
- Две магнитные перекладины по - 45 см
- Вместительность более - 25 предметов
- Потребляемая мощность – 5 Вт
- Габариты - 500 x 600 x 120 мм.

ДЕЗИНФЕКТОР МОДЕЛЬ 821



Модель 821 - озоновый стерилизующий шкаф.

Является оптимальной моделью для быстрой и эффективной стерилизации большого количества режущего инструмента.

Четыре прочные магнитные перекладины длиной 450 мм каждая позволяют разместить более 50 предметов.

Благодаря глубине аппарата в 120 мм в камеру можно поместить металлические перчатки, решетки и ножи для мясорубок или иной инвентарь небольших размеров.

Стерилизация начинается нажатием кнопки ПУСК, а встроенный цифровой таймер отключает аппарат по завершении стерилизации. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304, отшлифованной снаружи.

Дверца камеры изготовлена из поливинилхлорида и снабжена 4 магнитными запорами для более плотного контакта, петли изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.

Эффективная стерилизация достигается в течение 40 минут.

Технические характеристики:

- Озоновый генератор мощностью - 12 мг/час

- Четыре магнитные перекладины по - 450 мм
- Вместительность более - 50 предметов
- Потребляемая мощность – 5 Вт
- Габаритны - 1000 x 600 x 120 мм.

ДЕЗИНФЕКТОР МОДЕЛЬ 710



Модель 710 – водяной паровой дезинфектор.

Использует традиционный метод стерилизации водой при температуре около 82оС.

Преимуществом данной модели является то, что аппарат легко и просто включить/отключить с помощью выключателя, установленного на фронтальной панели стерилизатора.

Модель снабжена стоп-краном для удобства при заполнении водой и для безопасного стока воды. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304.

Минимальное время стерилизации 15 минут (не имеет таймера).

Выключатель помещен в пластиковый корпус для предотвращения прямого контакта с электричеством.

Технические характеристики:

- Потребляемая мощность – 750 Вт
- Максимальная температура – 82оС
- Три слота для ножей длиной 46 см и шириной 7 мм (не использовать приборы с ручкой толщиной менее 7 мм)
- Габариты внутренние - 460 x 350 x 100 мм
- Габариты внешние - 580 x 350 x 100 мм.

ДЕЗИНФЕКТОР МОДЕЛЬ 725



Модель 725 – ультрафиолетовый стерилизующий шкаф.

Стерилизует инструменты с помощью ультрафиолетовой лампы мощностью 18 Вт, типа PLL длительного пользования: 8000 часов включения.

Имеется электронная система включения.

Наклонный держатель для ножей позволяет эффективно освещать все стерилизуемые инструменты.

Длина держателя 500 мм, что достаточно для 20 ножей.

Глубина в 150 мм делает возможным стерилизацию крупных предметов.

Время стерилизации 50 минут.

Включение поворотом аналогового таймера, встроенного в переднюю панель камеры.

Камера снабжена системой безопасности от случайного открытия дверцы с продолжением работы камеры, как только дверца закрывается.

Камера изготовлена из нержавеющей стали AISI 304.

Предоставляются также ключи для замка на дверце камеры.

Технические характеристики:

- Потребляемая мощность – 18 Вт
- Мощность УФ лампы – 15 Вт
- Длина держателя ножей – 500 мм
- Вместительность – 20 ножей
- Габариты - 500 x 600 x 150 мм.

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ksy@nt-rt.ru || <https://koneteollisuus.nt-rt.ru/>